

ALFA INTES		Codice FG386-00	Prodotto IDROFLOG		Formulazione Soluz. Oftalm.	Elaborato Foglietto	Destinazione Romania	Braille	
Carta		Dimensioni LxH 140 x 200 mm		N. Col. 1	Col. 1 ● P. 287	Col. 2 ●	Col. 3 ●	Col. 4 ●	Col. 5 ●
Versione	● 0.0	● 1.1	● 1.2	● 1.3	● 1.4	● 1.5	● 1.6	● 1.7	
Data	02.10.2020								

IDROFLOG

Soluție oftalmică

Compoziție

Hialuronat de sodiu 2 mg/ml; hidrocortizon fosfat de sodiu 10 µg/ml; citrat trisodic; clorură de sodiu; clorură de potasiu; clorură de magneziu; fosfat dibazic de sodiu; fosfat monobazic de sodiu; apă pentru preparate injectabile.

Ambalaj

O cutie IDROFLOG conține 15 flacoane de 0,5 ml.

Ce este IDROFLOG și la ce se folosește

IDROFLOG este o soluție oftalmică ce conține hialuronat de sodiu care, datorită proprietăților sale mucomimetice și pseudoplastice, se distribuie uniform pe suprafața oculară formând un bandaj de protecție vâscoelastic. Exercițând astfel o acțiune mecanică („*efect de barieră*”), IDROFLOG stabilizează filmul lacrimal și reduce frecarea cauzată de mișcările oculare și de clipire, protejând suprafața ochiului și favorizând procesele de reparare necesare ca urmare a afectării celulelor epiteliale ale corneei datorită hiposecreției filmului lacrimal. În cazurile în care activitatea normală a glandelor cu rol de secreție a peliculei lacrimale se reduce din diferite cauze, suprafața corneei rămâne expusă mai mult agresiunilor exterioare. În timp, acestea din urmă cauzează funcționarea necorespunzătoare a celulelor epiteliale ale corneei, existând riscul apariției unor procese inflamatorii supărătoare. Aplicarea bandajului IDROFLOG permite protejarea suprafeței corneei împotriva expunerii la agresiuni exterioare și, datorită acțiunii adjuvante a Hidrocortizonului Fosfat de Sodiu (agent cortizonic în doză mică, cu putere antiinflamatoare redusă și durată scurtă de acțiune), contribuie la prevenirea riscului de recidivare a fenomenelor inflamatorii.

IDROFLOG trebuie folosit o perioadă limitată de timp și, oricum, sub controlul direct al medicului specialist.

Totodată, datorită compoziției sale saline speciale, IDROFLOG reface și menține la nivel fiziologic concentrația unor ioni importanți, precum sodiul, potasiul și magneziul, esențiali pentru bunăstarea suprafeței oculare. Dispozitivul nu conține conservanți.

Când nu trebuie folosit

Hipersensibilitate la componentele sale sau la alte substanțe strâns corelate din punct de vedere chimic. În caz de contaminări virale a suprafeței oculare, ulcere datorate keratitei, micoze oculare, conjunctivite purulente, blefarite purulente și herpetice, urciur. În general este contraindicat în timpul sarcinii, alăptării și la copii.

Conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor

Datorită proprietăților sale vâscoelastice, în momentul instilării produsul ar putea cauza încheșoșarea vederii. Așteptați dispariția acestui efect înainte de a conduce vehicule sau a folosi utilaje.

Precauții de utilizare

IDROFLOG este doar pentru uz extern. IDROFLOG nu trebuie utilizat imediat înainte de administrarea medicamentelor în scopuri curative și nici în următoarele douăzeci de minute după administrarea topică a unui eventual tratament medicamentos. Dacă în timpul tratamentului observați o agravare a simptomelor la nivelul ochilor, contactați medicul cât mai curând posibil. Utilizarea prelungită poate cauza inconveniente: durata totală a tratamentului trebuie să fie stabilită de medicul oftalmolog.

În cazul în care este deja în curs un proces inflamator, medicul specialist va decide tratamentul antiinflamator corespunzător în scopul restabilirii stării fiziologice a suprafeței oculare. Pentru a reduce riscul de contaminare în timpul utilizării, punga de aluminiu trebuie deschisă numai în cazul utilizării imediate a produsului. Evitați ca vârful flaconului să intre în contact direct cu degetele, cu ochiul sau cu orice altă suprafață.

Cât de des și cât timp trebuie folosit IDROFLOG

Dozarea IDROFLOG este individuală, în funcție de starea dumneavoastră și de re-

comandările medicului oftalmolog. În general, se instilează 1-2 picături soluție în sacul conjunctival al ochiului ce trebuie tratat, de 2-4 ori pe zi. Durata totală a tratamentului este de 2-6 luni, însă trebuie stabilită cu exactitate de medicul specialist, sub controlul său direct (se recomandă un consult medical o dată la 30-45 de zile).

Cum se aplică IDROFLOG

Desprindeți un singur flacon din bandă. Rotiți clapeta superioară și rupeți-o.

Instilați 1-2 picături în sacul conjunctival, lăsându-le să cadă de sus.

IDROFLOG poate fi utilizat și dacă purtați lentile de contact.

Reacții adverse

În cazuri rare s-a observat o ușoară încrețșoare a vederii în momentul instilării, care se datorează vâscozității soluției.

În timpul instilării se poate manifesta o ușoară senzație de arsură. Această senzație va dispărea, însă.

În cazul în care simptomele persistă contactați medicul oftalmolog. Respectarea instrucțiunilor din prospect reduce riscul de reacții adverse.

Termenul de expirare și modul de păstrare

IDROFLOG trebuie păstrat la o temperatură cuprinsă între 2°C și 25°C.

Produsul nu conține conservanți.

Produsul este de tip monodoză: aruncați flaconul după prima utilizare, chiar dacă mai conține resturi de soluție.

Atenție

Nu folosiți IDROFLOG după data de expirare indicată pe ambalaj. Data de expirare se referă la produsul intact și păstrat în mod corect. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor. IDROFLOG trebuie folosit în conformitate cu recomandările medicului specialist.



Producător:

**ALFA INTES Industria Terapeutica
Splendore S.r.l.**

Via Fratelli Bandiera, 26
80026 Casoria (Italia)

Distribuit în România de:

Alliance Healthcare România S.R.L.
Str. Amilcar C. Săndulescu, Nr. 7,
Sector 6, București
Telefon: (+4) 021-4077711