
 **Oculus Technologies of México S.A. de C.V.**
Industria Vidriera No. 81, Industrial Zapopan Norte
Zip Code 45130. Zapopan, Jalisco (México)

 **Sonoma Pharmaceuticals Netherlands B.V.**
(Formerly Oculus Innovative Sciences Netherlands B.V.)
Boven de Wolfskuil 3, C30-C32
6049 LX Herten/Roermond (The Netherlands)

Distribuito in Italia da:
ALFA INTES Industria Terapeutica Splendore S.r.l.
Via Fratelli Bandiera, 26, 80026 Casoria (Italia)

ALFA INTES

FG 380-01 11/2020

Ocudox™

ISTRUZIONI D'USO:

Indicazioni per l'uso: Ocudox™ è una soluzione elettrolizzata concepita come supporto nel trattamento dei sintomi delle blefariti. Ocudox™ viene utilizzato per rimuovere dalle palpebre, dalle ciglia e dalla cute periorbitale residui e microrganismi che possono causare irritazione e disturbi alla superficie oculare. Può essere usato anche per la de-tensione di tagli e ustioni di minore entità.

Impiego: Ocudox™ è biocompatibile per la sua destinazione d'uso, non è irritante per la pelle umana, gli occhi o la gola e non è una soluzione sensibilizzante per la cute. Non sono richieste precauzioni particolari per l'impiego.

Conservazione: Ocudox™ deve essere conservato nel suo contenitore originale sigillato, a una temperatura compresa tra 2 °C e 24 °C. Proteggere il prodotto dal congelamento. Non è infiammabile. Dopo l'uso, il contenitore deve essere richiuso per la conservazione.

Stabilità: Fino al momento dell'apertura, la stabilità di Ocudox™ è garantita fino alla data di scadenza (vedere il flacone per l'anno e il mese di scadenza indicati come "AAAA MM"). Annotare sul flacone la data di apertura, nella sezione "Data di Apertura". La stabilità della soluzione inutilizzata è garantita per un massimo di 60 giorni dall'apertura.

Istruzioni per l'uso: Lavare le mani prima di applicare Ocudox™, rimuovere ogni traccia di lozioni o trucco dall'area periorbitale e applicare 2 spruzzi di Ocudox™ su un tampone tondo di cotone. Chiudere l'occhio e, con un movimento orizzontale, detergere delicatamente la base delle ciglia della palpebra superiore per almeno 3 volte. Non è necessario sciacquare.

Trattamento: Usare Ocudox™ due volte al giorno o secondo le indicazioni del medico. Ocudox può essere utilizzato per detergere la zona periorbitale anche nei giorni precedenti e successivi ad un intervento chirurgico agli occhi.

Avvertenze e osservazioni:

- Non usare se il sigillo antimanomissione è rotto o assente.
- Solo per uso esterno. Non iniettare né ingerire.
- Non usare Ocudox™ in combinazione ad altri prodotti senza il consiglio del medico.
- In caso di ferite profonde o gravi, o per qualsiasi altro dubbio in merito al trattamento, consultare un medico.
- Se si verificano sintomi di infezione (aumento del dolore, sanguinamento, pus) o se la ferita non dà segni di guarigione, consultare un medico.
- Segnalare ogni eventuale reazione avversa a un medico.
- Oltre all'uso di Ocudox™, in alcuni casi possono essere necessari antibiotici sistemici e/o per uso locale.
- Mantenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

- Tenere il contenitore chiuso quando il prodotto non viene utilizzato.
- Ocudox™ è innocuo anche in caso di contatto accidentale con la cavità nasale oppure in caso di ingestione.

Smaltimento: Ocudox™ è atossico ed è sicuro per l'ambiente. Non sono richieste precauzioni particolari per lo smaltimento.

Ingredienti: Acqua elettrolizzata (H₂O), cloruro di sodio (NaCl), sostanze accessorie: Ipoclorito di Sodio (NaOCl) e Acido Ipocloroso (HOCl).

Presentazione: Confezione da 60 ml.

 **1011** Dispositivo Medico



Fragile, maneggiare con cautela



Tenere lontano dalla luce del sole



Conservare in luogo asciutto

