

Kelapher® 2.B

Lattoferrina LT (Lipid Technology)

5 applicatori monodose da 5 ml

Dispositivo medico brevettato

Descrizione

Le discromie derivanti da ecchimosi ed ematomi post interventi chirurgici sono caratterizzate da un'elevata presenza di ferro, il quale, accumulandosi nel derma, innesca processi infiammatori. Nelle fasi iniziali della insufficienza venosa cronica la chelazione del ferro accumulato previene gli stati successivi della malattia. La Lattoferrina, un potente chelante naturale del ferro, potenziata dalla sua inclusione in liposomi, favorisce la cicatrizzazione e la riduzione della discromia.

Indicazioni

Terapia topica di tutte le alterazioni trofico-discromiche del tessuto dermo-epidermico. Ecchimosi ed ematomi post-operatori (post blefaroplastica, etc.), discromie emoderiniche post-scleroterapia, prevenzione delle ulcere venose ferro-dipendenti, ulcere varicose, piaghe da decubito, ragadi, ustioni, ritardi cicatriziali di ferite, terapia post laser (epilazione, ablativo e non ablativo).

Composizione:

Polietilenglicole 400, polietilenglicole 1500, polietilenglicole 4000, la lattoferrina LT (Lipid Technology), sorbitolo, glicerolo, allantoina, tocoferolo.

Istruzioni per l'uso

Ogni qualvolta si applica la crema è neces-

sario detergere con soluzione fisiologica la zona interessata. Il quantitativo ed il numero di applicazioni varia a seconda delle condizioni cliniche delle lesioni e dal tempo di assorbimento della crema. Sono comunque consigliate almeno due applicazioni al di.

Controindicazioni

Imperscrutabile già nota ai componenti del prodotto.

Avvertenze e precauzioni

L'uso contemporaneo di creme e/o similari sulla medesima parte anatomica può precludere l'efficacia e la sicurezza del dispositivo. Dopo l'uso non disperdere il prodotto nell'ambiente. Conservare la confezione ben chiusa a temperatura non superiore a 25°C in luogo asciutto, a riparo da luce e fonti di calore. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare se la confezione non è integra. Uso esterno. Non ingerire. In caso di ingestione accidentale consultare il medico. Non utilizzare oltre la data di scadenza.

Distributore:

ALFA INTES Industria Terapeutica Splendore S.r.l.
Via Fratelli Bandiera, 26 - 80026 Casoria (NA) - Italia

Fabbricante:

TDC Technology Dedicated to Care Srl
Via Copemico, 38 - 20125 Milano (Italia)

FG 419-00

REF ES00587TDCM1/1c

CE 0373

STERILE R



ALFA INTES

Revisione del 10/06/2021